



Item 01
Gerência de Apoio Diagnostico Dad <apoiodiagnostico.sms@gmail.com>
Empresa: Medical Chizzolini

CATALOGO ITEM 01 - Pregão Eletrônico 75/2021

3 mensagens

Lauren Floriano <adm03.chizzolini@gmail.com>
Para: apoiodiagnostico.sms@gmail.com

24 de setembro de 2021 09:08

Prezada Sra Maria Tania, bom dia

Conforme solicitado, em anexo envio catálogo referente ao item 01 para apreciação.
Concordamos em fazer o valor estimado de 4,33 por unidade, total \$2.165,00.

Qualquer dúvida, estamos a disposição
Obrigada!

--

Atenciosamente,

Lauren Floriano

Medical Chizzolini Ltda

Contato.: (15) 3031-5700



Catálogo - Item 01 - Frasco com solução de Formol 10% - Tamponado.pdf

93K

Gerência de Apoio Diagnostico Dad <apoiodiagnostico.sms@gmail.com>
Para: Lauren Floriano <adm03.chizzolini@gmail.com>

24 de setembro de 2021 09:38

Bom dia Lauren. Nesse catálogo, o frasco está vazio, sem a solução de formalina tamponada a 10% e sem etiqueta. Por isso, gostaria que nos esclarecesse se o produto na entrega virá com a quantidade solicitada, de acordo com o descritivo do Pregão: **"FRASCO PARA BIÓPSIA, em plástico, atóxico, resistente, com tampa rosqueável, com capacidade para 20 ml e contendo 10 ml de solução de formalina tamponada a 10%. Uso: coleta, armazenamento e transporte de material de biópsia. Entrega em 2 (duas) parcelas iguais, de lotes diferentes, sendo o intervalo entre elas de 180 (cento e oitenta dias)."**

Notamos também que não há rótulos no frasco, com as informações técnicas do produto. O rótulo será anexado?

Se a proposta da empresa nos atender, precisaremos de uma amostra, contendo a formalina para avaliação técnica, será possível o envio?

Atenciosamente,
Maria Tânia

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Att,
Gerência de Apoio Diagnóstico
Diretoria de Apoio Logístico e Assistencial
Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia
Fone(s): 3524-1537 / 1528

Lauren Floriano <adm03.chizzolini@gmail.com>
Para: Gerência de Apoio Diagnostico Dad <apoiodiagnostico.sms@gmail.com>, Edmar Suatto
<vendas05.chizzolini@gmail.com>, Laercio Suatto <laerciosuatto@globo.com>

24 de setembro de 2021 13:05

Maria Tânia,

Infelizmente não teremos como enviar amostra do item como solicitado.


Não temos o mesmo em estoque e não conseguimos comprar apenas 1 unidade com o fornecedor.

Declinamos o item.

Obrigada.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

SOLUÇÃO DE FORMOL TAMPONADO 10% - CONTENDO 23 ML



OS BENEFÍCIOS DO FORMOL TAMPONADO

Amplamente utilizado nos laboratórios de anatomia, o formol tamponado deve ser manipulado com a devida cautela, visto que ele é elevadamente tóxico. Aplicado como bactericida, reagente químico, fungicida, aditivo, conservante e inibidor de corrosão, esse tipo de formol é útil para inúmeros segmentos industriais.

Com alta reatividade química, o formol tamponado é conhecido como um dos produtos químicos mais vantajosos para as indústrias, visto que proporciona otimização na produtividade enquanto apresenta um baixo custo de investimento. Dessa forma, o formol garante uma excelente relação entre custo e benefício, tornando essencial contar com uma fornecedora de alta confiabilidade e especialização no mercado.

AS APLICAÇÕES DO FORMOL TAMPONADO

Ao adquirir o formol tamponado fornecido pela ALLKIMIA, sua utilização torna-se viável para diversas etapas do processo de histotécnica, como:

- etapa de fixação química, que consiste em colocar o material coletado (amostra para análise) em imersão no formol tamponado 10%, com a finalidade manter sua integridade para que a estrutura celular não seja modificada. Em casos específicos, podem ser utilizados na fixação ácido acético, álcool fixador, entre outros;

- etapa de desmineralização, na qual os tecidos duros (como dentes e ossos) são "amolecidos" por substâncias desmineralizadoras, como o descalcificador de ossos e medula;
- etapa de desidratação, em que ocorre a desidratação do tecido por meio de imersão em diferentes concentrações de álcool etílico;
- etapa de diafanização, para que o álcool etílico seja substituído pelo Xilol P.A., tornando o tecido miscível em parafina para as próximas etapas. Além disso, é facilitada a visualização da lâmina no microscópio;
- etapa de coloração, na qual são utilizados o álcool etílico e o Xilol P.A. para a retirada da parafina que envolve o tecido, hidratando-o para a coloração. Na sequência, repete-se o processo de desidratação com uma nova bateria de imersões em álcool etílico e xilol P.A., mantendo-se a lâmina permanente



Gerência de Apoio Diagnostico Dad <apoiodiagnostico.sms@gmail.com>

Empresa: GC LAB Diagnósticos LTDA

Catálogo Pipetas e Proveta PREGAO ELETRONICO :075/2021, BEE:41559

2 mensagens

Gerência de Apoio Diagnostico Dad <apoiodiagnostico.sms@gmail.com>

24 de setembro de 2021 09:09

Para: gclab@gclab.com.br, licitacao@gclab.com.br

Bom dia.

Solicito catálogos, imagens e/ou folders para emissão de parecer técnico dos produtos abaixo relacionados, conforme melhor proposta para o PE:075/2021, BEE:41559. Solicito confirmação de recebimento desse e-mail.

Item 2: Pipeta de Vidro Sorológica Graduada, volume 5,0 ml, divisão 1/10 . Marca:PRECISION GLASS.**Item 3:** Pipeta de Vidro Sorológica Graduada, volume 10 ml, divisão 1/10 . Marca:PRECISION GLASS.**Item 4:** Proveta em polipropileno, graduada em silk screen, capacidade de 1.000ml - Marca: GLOBAL.

Aguardamos.

Att,
Samara.

--

Att,
Gerência de Apoio Diagnóstico
Diretoria de Apoio Logístico e Assistencial
Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia
Fone(s): 3524-1537 / 1528

Hayssa Maciel <licitacao3@gclab.com.br>

27 de setembro de 2021 10:20

Para: apoiodiagnostico.sms@gmail.com

Bom dia,

Conforme solicitado segue anexo os catálogos, referente aos itens 2 e 4.

O item 3 só temos de 5ml.

Referente ao item 11, Tampa vermelha 4 ml, 6 ml e 10 ml . Tampa Amarela 8 ml. Nas medidas de 8,5 ou 9 ml não teremos.

Att.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--



WWW.GCLAB.COM.BR

HAYSSA MACIEL
AUXILIAR DE LICITAÇÃO

(31) 98274-5187

(31) 3504-0660

licitacao3@gclab.com.br

Classe: VIDRARIA

Gerado em 27/09/2021 09:02:12 por: Marcia

Pág.: 1/1

Modelo

**P5ML - PIPETA SOROLÓGICA DE VIDRO 5ML
GRADUADA 1/10 CX/10**

Características

Pipeta graduada sorológica de vidro, com bocal e bico temperados, não estéril, termorresistente, com intervalo de graduação conforme referência, esgotamento total, gravação permanente.

Feita em vidro Soda, autoclavável.

Registro(s) MS Produto não considerado correlato



RESPONSÁVEL TÉCNICA:
Dra. Daniela Freitas Amorim
COREN-SP N° 151479



**GLOBAL TRADE
TECHNOLOGY**

Item 04 - Empresa: GC LAB DIAGN. LTB



LINHA - GLASS

PROVETAS

Provetas graduadas, fabricadas em vidro boro 3.3, com base hexagonal (sextavada) plástica (polipropileno). São utilizadas para medida precisa e transferência de volume de líquidos.

Código	Capacidade	Graduação	Limite de Erro ($\pm$)	Embalagem
GTPBP-25	25ml	2/1ml	0,5ml	Caixa c/ 20 unidades
GTPBP-50	50ml	1/1ml	0,5ml	Caixa c/ 20 unidades
GTPBP-100	100ml	1/1ml	1ml	Caixa c/ 10 unidades
GTPBP-250	250ml	1/2ml	2ml	Caixa c/ 4 unidades
GTPBP-500	500ml	1/5ml	5ml	Caixa c/ 2 unidades
GTPBP-1000	1000ml	1/10ml	10ml	Caixa c/ 2 unidades
GTPBP-2000	2000ml	1/20ml	20ml	Caixa c/ 1 unidades





Gerência de Apoio Diagnostico Dad <apoiodiagnostico.sms@gmail.com>

*Empresa : GC LAB Diagnósticos LTDA***AOS CUIDADOS DE ISMALEY**

1 mensagem

Hayssa Maciel <licitacao3@gclab.com.br>

27 de setembro de 2021 13:34

Para: celsms.goiania@gmail.com


Cc: apoiodiagnostico.sms@gmail.com

Boa Tarde Ismaley,

Conforme conversado por telefone com a equipe de Apoio Diagnostico, ocorre que os nossos produtos não passaram pelas especificações técnicas, apenas o item 1 atende o que a prefeitura deseja, desta forma peço a **desclassificação de toda a proposta**, visto que não é viável para empresa a entrega para outro estado de apenas um item com o valor tão baixo.

Desde já agradecemos a compreensão.

--



Catálogo dos Itens 02, 03 e 04 - Pregão Eletrônico 75/2021.

Caixa de entrada

Gerência de Apoio Diagnóstico Dad <apoiodiagnostico.sms@gmail.com>
para maxlab, Jhonatan

Prezados,

Empresa: Maxlab Produtos para
Diagnósticos

Com o intuito de dar continuidade ao Parecer Técnico do PE: 075/2021 desta secretaria, e tendo em vista que os produtos do primeiro colocado não nos atenderam conform Solicitamos o envio dos catálogos dos produtos abaixo relacionados para emissão de parecer técnico.
*Favor confirmar o recebimento desse e-mail.

Item 2: Pipeta de Vidro Sorológica Graduada, volume 5,0 ml, divisão 1/10 . Marca:PRECISION GLASS.
Item 3: Pipeta de Vidro Sorológica Graduada, volume 10 ml, divisão 1/10 . Marca:PRECISION GLASS.
Item 4: Proveta em polipropileno, graduada em silk screen, capacidade de 1.000ml - Marca: NALGON.

Aguardamos.

Att,
Samara.

--
Att,
Gerência de Apoio Diagnóstico
Diretoria de Apoio Logístico e Assistencial
Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia
Fone(s): 3524-1537 / 1528



Pollyanna Borges <licita1.maxlab@gmail.com>
para mim

Bom dia
segue em anexo os catálogos solicitados

----- Forwarded message -----

De: MAXLAB - GOIANIA <maxlab@terra.com.br>
Date: ter., 28 de set. de 2021 às 10:00
Subject: Enc: Catálogo dos Itens 02, 03 e 04 - Pregão Eletrônico 75/2021.
To: Licit1 Maxlab <licita1.maxlab@gmail.com>

----- Mensagem encaminhada -----

De: Gerência de Apoio Diagnóstico Dad <apoiodiagnostico.sms@gmail.com>
Para: maxlab@terra.com.br, Jhonatan Maxlab <jhonatan.maxlab@gmail.com>
Assunto: Catálogo dos Itens 02, 03 e 04 - Pregão Eletrônico 75/2021.
Data: Ter 28/09/21 09:54



SUPRINDO A SAÚDE DESDE 1977

ANVISA SOB Nº 1.03798.6

Catálogo de Modelos

Classe: VIDRARIA

Gerado em 28/09/2021 10:34:01 por: Erika

Pág.: 1/1

Modelo

**P5ML - PIPETA SOROLOGICA DE VIDRO 5ML
GRADUADA 1/10 CX/10**

Características

Pipeta graduada sorológica de vidro, com bocal e bico temperados, não estéril, termorresistente, com intervalo de graduação conforme referência, esgotamento total, gravação permanente.

Feita em vidro Soda, autoclavável.

Registro(s) MS Produto não considerado correlato



RESPONSÁVEL TÉCNICA:

Dra. Daniela Freitas Amorim
COREN-SP Nº 151479



SUPRINDO A SAÚDE DESDE 1977

ANVISA SOB Nº 1.03798.6

Catálogo de Modelos

Classe: VIDRARIA

Gerado em 28/09/2021 10:34:28 por: Erika

Pág.: 1/1


Modelo

**P10ML - PIPETA SOROLOGICA DE VIDRO 10ML
GRADUADA 1/10 CX/10**

Características

Pipeta graduada sorológica de vidro, com bocal e bico temperados, não estéril, termorresistente, com intervalo de graduação conforme referência, esgotamento total, gravação permanente. Feita em vidro Soda, autoclavável.

Registro(s) MS Produto não considerado correlato



RESPONSÁVEL TÉCNICA:


Dra. Daniela Freitas Amorim
COREN-SP Nº 151479



PISSETA EM PP AUTOCLAVÁVEL

Ref.: 2230


Capacidade: 500 ml
Com base de apoio opcional



PLACA DE PETRI

Ref.: 3990

Descartável. Medidas: 60x15,
90x15, 140x15 mm
Com ou sem divisória



PISSETA ESPECÍFICA DE PRODUTOS

Ref.: 2250

Capacidade: 500 ml
Modelos: Etanol, água desti-
lada, álcool, metil etil cetona
entre outros.
Para outras capacidades e no-
mes de produtos consulte-nos



PLACA AQUECEDORA (HOTLAB I)

Ref.: 1610

Aquece em recipientes de 500 à 10.000 ml
Temperatura de 50 à 400°C na chapa
Medida útil da chapa: 18x18 cm
Consumo de 700 W
110 ou 220 V
Suporte lateral em aço inoxidável



PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS

Ref.: 2799

Autoclavável
Capacidade: 20 e 60 l
Outras capacidades consulte-nos




PROVETA EM POLIPROPILENO (PP)

Ref.: 0900

Em polipropileno
Autoclavável

Graduada em alta precisão em silk-screen
Base hexagonal



CAPACIDADE	PESO	ALTURA	DIÂMETRO BOCA	SUBDIVISÕES
10 ml	8 g	11 cm	2 cm	0,2 ml
25 ml	14 g	15 cm	2,2 cm	0,5 ml
50 ml	26 g	19 cm	2,8 cm	1 ml
100 ml	40 g	25,5 cm	3 cm	1 ml
250 ml	100 g	35,5 cm	4 cm	2 ml
500 ml	46 g	40 cm	5,5 cm	10 ml
1000 ml	244 g	45 cm	7 cm	10 ml
2000 ml	504 g	53,5 cm	9 cm	20 ml

Item (04) - Proveta polipropileno de 1000 ml

28/09/2021 10:16

Proveta em polipropileno 1000 ml - Nalgon - Precisão Absoluta

Empresa - Maxlab Produtos para Diagnósticos e Pesquisas

Produtos > PLASTICOS > Proveta Em Polipropileno 1000 MI - Nalgon



Proveta Em Polipropileno 1000 MI - Nalgon

Categorias: PLASTICOS

(<https://www.precisaoabsoluta.com.br/categoria-produto/plasticos/>), Proveta (plástico)

(<https://www.precisaoabsoluta.com.br/categoria-produto/plasticos/produtos-plasticos-proveta-plastico/>)

R\$46,00

Calcular frete

Postcode / Zip

☐ Retirar no local

Calcular

3 em estoque

-

1

+



ADICIONAR AO CARRINHO

Calcular Frete

00000-000

Ok

Descrição

Informação adicional

Proveta em polipropileno 1000 ml – Nalgon**FOTO ILUSTRATIVA**

Especificações:

Em polipropileno**Autoclavável****Graduada em alta precisão****Base hexagonal****Capacidade: 1000 ml****altura : 45 cm****diametro da boca: 7 cm****subdivisão : 10 ml****FRETE POR CONTA DO COMPRADOR****Produtos relacionados**Frasco Erlenmeyer Em Pmp / Tpx
Volume 100ml 66795 – Vitlab**R\$16,00**

(<https://www.precisaoabsoluta.com.br/produto/frasco-erlenmeyer-em-pmp-tpx-volume-100ml-66795-vitlab/>)

**Adicionar ao carrinho (?
add-to-cart=14150)**Pisseta Amarela Polietileno 250 MI
Bico Curvo – Nalgon**R\$7,00**

(<https://www.precisaoabsoluta.com.br/produto/pisseta-amarela-polietileno-250-ml-nalgon/>)

**Adicionar ao carrinho (?
add-to-cart=16062)**Microtubo Centrifugação 0,2ml
Pacote Com 100 Unds**R\$35,00**

(<https://www.precisaoabsoluta.com.br/produto/microtubo-centrifugacao-tipo-eppendorf-02ml-pacote-com-100-unds/>)

**Adicionar ao carrinho (?
add-to-cart=16834)**

Item 05

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	ECADIL INDUSTRIA QUIMICA SOCIEDADE ANONIMA		
CNPJ	47.902.424/0001-05	Autorização	8.14.133-9
Produto	Família pureVAC - TUBO DE COLETA DE SANGUE A VÁCUO		

Filtrar...

Apresentação/Modelo

pureVAC TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO - EDTA K2 - Tubo a vácuo PureVAC® EDTA K2 - 4,0mL
13x75 mm - Embalagem com 100 unidades

pureVAC TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO - EDTA K2 - Tubo a vácuo PureVAC® EDTA K2 - 6,0mL
13x100 mm - Embalagem com 100 unidades

pureVAC TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO - EDTA K3 - Tubo a vácuo PureVAC® EDTA K3 - 2,0mL
13x75 mm - Embalagem com 100 unidades

⇒ pureVAC TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO - EDTA K3 - Tubo a vácuo PureVAC® EDTA K3 - 3,0mL
13x75 mm - Embalagem com 100 unidades

⇒ pureVAC TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO - EDTA K3 - Tubo a vácuo PureVAC® EDTA K3 - 4,0mL
13x75 mm - Embalagem com 100 unidades

pureVAC TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO - EDTA K3 - Tubo a vácuo PureVAC® EDTA K3 - 6,0mL
13x100 mm - Embalagem com 100 unidades

pureVAC TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO - HEPARINA SÓDICA - Tubo a vácuo PureVAC®
Heparina Sódica - 4,0mL 13x75 mm - Embalagem com 100 unidades

pureVAC TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO - HEPARINA SÓDICA - Tubo a vácuo PureVAC®
Heparina Sódica - 6,0mL 13x100 mm - Embalagem com 100 unidades

pureVAC TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO - HEPARINA SÓDICA - Tubo a vácuo PureVAC®
Heparina Sódica - 2,0mL 13x75 mm - Embalagem com 100 unidades

pureVAC TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO - HEPARINA SÓDICA - Tubo a vácuo PureVAC®
Heparina Sódica - 3,0mL 13x75 mm - Embalagem com 100 unidades

« 1 2 3 4 5 »

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	FRASCO OU MATERIAL PARA COLETA, ARMAZENAMENTO OU TRANSPORTE DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS
Registro	10074360001
Processo	25351.592051/2016-08
Fabricante Legal	FABRICANTE: ECADIL INDUSTRIA QUIMICA SOCIEDADE ANONIMA - BRASIL
Classificação de Risco	I - Classe I: produtos de baixo risco ao indivíduo e baixo risco à saúde pública
Vencimento do Registro	VIGENTE
Exportar para ExcelExportar para PDFVoltar	

Item 06

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	ECADIL INDUSTRIA QUIMICA SOCIEDADE ANONIMA		
CNPJ	47.902.424/0001-05	Autorização	8.14.133-9
Produto	Família pureVAC - TUBO DE COLETA DE SANGUE A VÁCUO		

Filtrar...

Apresentação/Modelo

pureVAC TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO - EDTA / FLUORETO DE SÓDIO - Tubo a vácuo
PureVAC® Fluoreto - 4,0mL 13x75 mm - Embalagem com 100 unidades

pureVAC TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO - EDTA / FLUORETO DE SÓDIO - Tubo a vácuo
PureVAC® Fluoreto - 6,0mL 13x100 mm - Embalagem com 100 unidades

pureVAC TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM GEL SEPARADOR e ATIVADOR DE COÁGULO -
Tubo a vácuo PureVAC® BCA Gel - 2,5mL 13x75 mm - Embalagem com 100 unidades

pureVAC TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM GEL SEPARADOR e ATIVADOR DE COÁGULO -
Tubo a vácuo PureVAC® BCA Gel - 3,0mL 13x75 mm - Embalagem com 100 unidades

pureVAC TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM GEL SEPARADOR e ATIVADOR DE COÁGULO -
Tubo a vácuo PureVAC® BCA Gel - 3,5mL 13x75 mm - Embalagem com 100 unidades

⇒ pureVAC TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM GEL SEPARADOR e ATIVADOR DE COÁGULO -
Tubo a vácuo PureVAC® BCA Gel - 4,0mL 13x75 mm - Embalagem com 100 unidades

pureVAC TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM GEL SEPARADOR e ATIVADOR DE COÁGULO -
Tubo a vácuo PureVAC® BCA Gel - 5,0mL 13x100 mm - Embalagem com 100 unidades

pureVAC TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO - EDTA / FLUORETO DE SÓDIO - Tubo a vácuo
PureVAC® Fluoreto - 2,0mL 13x75 mm - Embalagem com 100 unidades

pureVAC TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO - EDTA / FLUORETO DE SÓDIO - Tubo a vácuo
PureVAC® Fluoreto - 3,0mL 13x75 mm - Embalagem com 100 unidades

pureVAC TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO - EDTA / FLUORETO DE SÓDIO - Tubo a vácuo
PureVAC® Fluoreto - 5,0mL 13x100 mm - Embalagem com 100 unidades

« 1 2 3 4 5 »

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	FRASCO OU MATERIAL PARA COLETA, ARMAZENAMENTO OU TRANSPORTE DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS
Registro	10074360001
Processo	25351.592051/2016-08
Fabricante Legal	FABRICANTE: ECADIL INDUSTRIA QUIMICA SOCIEDADE ANONIMA - BRASIL
Classificação de Risco	I - Classe I: produtos de baixo risco ao indivíduo e baixo risco à saúde pública
Vencimento do Registro	VIGENTE
Exportar para ExcelExportar para PDFVoltar	



Gerência de Apoio Diagnostico Dad <apodiagnostico.sms@gmail.com>

Intimação para entrega de amostra - BEE nº 41.559

6 mensagens

Gerência de Apoio Diagnostico Dad <apodiagnostico.sms@gmail.com>

28 de setembro de 2021 09:09

Para: licitacoes@purevac.com.br, da.faiana@terra.com.br

A/C Bruno.

Sr. Bruno,

Segue em anexo intimação para entrega de amostras, referente ao BEE nº 41.559, onde sua empresa apresentou melhor proposta para o **item 05/06**: Tubos para Coleta de Sangue a Vácuo, plástico, 13x75 mm, aspiração de 3 ou 4 ml contendo K3EDTA e **item 07/08**: Tubos para Coleta de Sangue a Vácuo, plástico, 13x75mm, aspiração de 3,5 ou 4 ml contendo gel separador e acelerador de coágulo.

As amostras deverão ser entregues nessa Gerência, no endereço constante na intimação.

Solicitamos a confirmação do recebimento deste para que o mesmo seja anexado aos autos.

Atenciosamente,

Maria Tânia / Samara.

—

Att;

Gerência de Apoio Diagnóstico

Diretoria de Apoio Logístico e Assistencial

Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia

Fone(s): 3524-1537 / 1528

**Intimação nº 07-2021 TUBOS A VACUO K3EDTA E GEL- DISTRIBUIDORA FAIANA LTDA.pdf**
772K

Gerência de Apoio Diagnostico Dad <apodiagnostico.sms@gmail.com>

28 de setembro de 2021 17:39

Para: licitacoes@purevac.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**Intimação nº 07-2021 TUBOS A VACUO K3EDTA E GEL- DISTRIBUIDORA FAIANA LTDA.pdf**
772K

Purevac - Licitações <licitacoes@purevac.com.br>

29 de setembro de 2021 09:27

Para: Gerência de Apoio Diagnostico Dad <apodiagnostico.sms@gmail.com>

Bom dia, assim que tiver o código de rastreio eu encaminho para vocês.

Obrigado!

ATENÇÃO! NOVO TELEFONE: (16) 3252-9512

Atenciosamente,

Bruno Danilo dos Santos

Fone: (16) 3252-9512

Cel: (16) 9.9204-9655 (WhatsApp)

Skype: renato@grupofedatto.com.br



[Texto das mensagens anteriores oculto]

Gerência de Apoio Diagnostico Dad <apoiodiagnostico.sms@gmail.com>
Para: Purevac - Licitações <licitacoes@purevac.com.br>

29 de setembro de 2021 10:47

Obrigada Bruno.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Purevac - Licitações <licitacoes@purevac.com.br>
Para: Gerência de Apoio Diagnostico Dad <apoiodiagnostico.sms@gmail.com>

30 de setembro de 2021 15:26

Boa tarde Maria Tânia, nosso fornecedor atrasou com o fornecimento do tubo, vamos conseguir fazer a postagem na Terça-feira poderia prorrogar fazendo favor?

Fico no aguardo,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Gerência de Apoio Diagnostico Dad <apoiodiagnostico.sms@gmail.com>
Para: Purevac - Licitações <licitacoes@purevac.com.br>

30 de setembro de 2021 15:37

Boa tarde Bruno,

Certo. Aguardamos.

Atenciosamente,
Zilda Sena

[Texto das mensagens anteriores oculto]



INTIMAÇÃO Nº 07/2021

**DISTRIBUIDORA FAIANA LTDA
RUA ANTONIO RIBEIRO DE REZENDE, Nº 31, JARDIM ANTARTICA
CEP: 14.051-030 – RIBEIRÃO PRETO - SP
TELEFONE: (16) 3252-9231/ 3966-2918**

A Gerência de Apoio Diagnóstico, sediada no Palácio das Campinas, Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal) Avenida do Cerrado, nº 999 – Park Lozandes, Sala 13, 1º andar, CEP: 74.884-900 Goiânia – GO, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, observando o contido no artigo 64 e seguintes da Lei Federal nº8.666/93 e no Procedimento Administrativo **BEE Nº 41.559/2021**, INTIMA a Empresa DISTRIBUIDORA FAIANA LTDA, CNPJ nº 07.359.456/0001-91 a apresentar, no prazo **de até 5 (cinco) dias úteis**, contados do recebimento desta, a amostra do item abaixo relacionado. A amostra deverá ser entregue no seguinte endereço:

Gerência de Apoio Diagnóstico - Avenida do Cerrado, nº 999 – Park Lozandes, Sala 13, 1º andar, Palácio das Campinas, Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal), CEP: 74.884-900, Goiânia – Goiás
Telefone: (62) 3254-1528, das 8:00 às 17:00h.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QUANTIDADE
05 / 06	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO , em plástico transparente, descartável, estéril, tamanho 13 x 75 mm com tampa plástica roxa protetora, aspiração de 3 ou 4 ml , contendo K3EDTA para hematologia. O fechamento do tubo deve garantir segurança durante sua manipulação e transporte, de modo a impedir vazamentos e derrames. Entrega em 3 (três) parcelas iguais, de lotes diferentes, sendo o intervalo entre elas de 120 (cento e vinte dias). (AMPLA PARTICIPAÇÃO E COTA RESERVADA ME/EPP).	PUREVAC	100 UNIDADES


Camilo Gomes Urzêda
Gerência de Apoio Diagnóstico
Decreto 3.044/2021



07 / 08	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO , em plástico transparente, descartável, estéril, tamanho 13 x 75 mm com tampa plástica amarela ou vermelha protetora, aspiração de 3,5 ou 4 ml , contendo gel separador e acelerador de coágulo , para exames de sorologia e bioquímica. O fechamento do tubo deve garantir segurança durante sua manipulação e transporte, de modo a impedir vazamentos e derrames. Entrega em 3 (três) parcelas iguais, de lotes diferentes, sendo o intervalo entre elas de 120 (cento e vinte dias). (AMPLA PARTICIPAÇÃO E COTA RESERVADA ME/EPP).	PUREVAC	100 UNIDADES
----------------	--	----------------	-------------------------

Goiânia, 28 de setembro de 2021.

Camila Gomes Urzêda
Gerência de Apoio Diagnóstico
Decreto 3.044/2021



**Superintendência de Gestão de Redes de Atenção à Saúde
Diretoria de Apoio Logístico e Assistencial
Gerência de Apoio Diagnóstico**

PARECER TÉCNICO DE PRODUTOS PARA SAÚDE

() Inclusão (X) Avaliação

1. Identificação da Unidade:

Nome: UPA ITAIPU

Data: 14 / 10 / 2021

2. Descrição/Especificação do Produto para a Saúde:

TUBO PARA COLETA DE SANGUE À VACUO, em plástico transparente, descartável, estéril, tamanho de 13 x 75 mm, com tampa plástica roxa protetora, aspiração de 3 ou 4 ml contendo K3EDTA para hematologia. O fechamento do tubo deve garantir segurança durante sua manipulação e transporte, de modo a impedir vazamentos e derrames.

3. Critérios estabelecidos no campo descrição/Especificação

(X) Conforme () Não Conforme

4. Verificação da embalagem:

Nome e endereço do fabricante: ECADIL INDÚSTRIA QUÍMICA S/A, Rua Luiz Nallin, 403 - Cosmópolis – São Paulo – SP.

Nome Comercial: PUREVAC	Marca: PUREVAC
Número do Lote: 2127701	Quantidade recebida: 100 Tubos
Data de Fabricação: -	Validade: 10/2023



Possui inscrição: "Produto de uso único":

(X) Conforme () Não Conforme () Não aplicável

Possui informação: "Modo de esterilização"

() Conforme () Não Conforme (X) Não aplicável

Possui instruções de uso/bula:

(X) Conforme () Não Conforme () Não aplicável

Nº Registro na ANVISA (quando aplicável): MS: 10074360001

Produto acondicionado em embalagem fechada, de forma a prevenir contaminação, quebra, efeitos de choque e vibrações, que possam ocorrer nas condições normais de uso e guarda, em uma temperatura ambiente em torno de 4 -25°C.

(X) Conforme () Não Conforme () Não aplicável

Comentários:

5. Critérios para validação especificados em bula/manual

() Conforme () Não Conforme (x) Não aplicável

6. Parecer Técnico – CONCLUSÃO FINAL:

(x) Aprovado – Justificativa: Foram realizados vários testes conforme
registro em anexo, utilizando os tubos purevoc e laboimport,
não apresentando nenhuma interferência nos resultados realizados.



() Reprovado – Justificativa: _____

Márcia Cristina S. F. P.
Biotécnica
CRM 4740

Responsável pela Avaliação (Nome, carimbo)

Data: 14/10/2021

7. Parecer Final da Gerência de Apoio Diagnóstico:

Parecer Técnico aprovado, após conclusão da
avaliação e análise técnica emitida pela
unidade de saúde.

Responsável

M. S. S. S. S. S. S.
Gerência de Apoio Diagnóstico
CRM 1740

Data: 20/10/2021

8. Orientações Gerais quanto ao encaminhamento da ficha

Após preenchimento (sem rasuras), encaminhar para Gerência de Apoio Diagnóstico, situada no Paço Municipal- Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges- Avenida Cerrado nº 999, Park Lozandes, 1º andar, sala 13. Em caso de dúvidas, ligar para 3524-1528 ou 3524-1537.

Item 05/06



Item 05/06





**Superintendência de Gestão de Redes de Atenção à Saúde
Diretoria de Apoio Logístico e Assistencial
Gerência de Apoio Diagnóstico**

PARECER TÉCNICO DE PRODUTOS PARA SAÚDE

() Inclusão (X) Avaliação

1. Identificação da Unidade:

Nome: UPA ITAIPU

Data: 14 / 10 / 2021

2. Descrição/Especificação do Produto para a Saúde:

TUBO PARA COLETA DE SANGUE À VACUO, em plástico transparente, descartável, estéril, tamanho de 13 x 75 mm, com tampa plástica amarela ou vermelha protetora, aspiração de 3,5 ou 4 ml contendo gel separador e acelerador de coágulo, para exames de sorologia e bioquímica. O fechamento do tubo deve garantir segurança durante sua manipulação e transporte, de modo a impedir vazamentos e derrames.

3. Critérios estabelecidos no campo descrição/Especificação

(X) Conforme () Não Conforme

4. Verificação da embalagem:

Nome e endereço do fabricante: ECADIL INDÚSTRIA QUÍMICA S/A, Rua Luiz Nallin, 403 – Cosmópolis – São Paulo – SP.

Nome Comercial: PUREVAC	Marca: PUREVAC
Número do Lote: 2127101	Quantidade recebida: 100 Tubos
Data de Fabricação: -	Validade: 09/2023



Possui inscrição: "Produto de uso único":

(X) Conforme () Não Conforme () Não aplicável

Possui informação: "Modo de esterilização"

() Conforme () Não Conforme (X) Não aplicável

Possui instruções de uso/bula:

(X) Conforme () Não Conforme () Não aplicável

Nº Registro na ANVISA (quando aplicável): MS: 10074360001

Produto acondicionado em embalagem fechada, de forma a prevenir contaminação, quebra, efeitos de choque e vibrações, que possam ocorrer nas condições normais de uso e guarda, em uma temperatura ambiente em torno de 4 -25°C.

(X) Conforme () Não Conforme () Não aplicável

Comentários:

5. Critérios para validação especificados em bula/manual

() Conforme () Não Conforme (X) Não aplicável

6. Parecer Técnico – CONCLUSÃO FINAL:

(X) Aprovado – Justificativa: Foram realizados vários testes conforme registros em anexo, utilizando os tubos puvac e lobosimport, não apresentando nenhuma interferência nas análises realizadas.

Superintendência de Gestão de Redes de Atenção à Saúde

Diretoria de Apoio Logístico e Assistencial

Gerência de Apoio Diagnóstico

Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal)

Av. do Cerrado nº 999 - Bloco D - Park Lozandes - Goiânia - GO CEP 74.884-900

Fone: +55 +55 62 3524-1537 e-mail: apoiodiagnostico.sms@gmail.com

site:www.saude.goiania.gov.br



() Reprovado – Justificativa:

Marcos Vinícius S. Pereira
Biomédico
CRBM 4783

Responsável pela Avaliação (Nome, carimbo)

Data: 14 / 10 / 2021

7. Parecer Final da Gerência de Apoio Diagnóstico:

Parecer Técnico aprovado, após conclusão da
avaliação e análise técnica emitida pela
unidade de saúde.

JP Santos
Responsável

Gerência de Apoio Diagnóstico
Patricia Evangelina
CRFOD 1742

Data: 20 / 10 / 2021


8. Orientações Gerais quanto ao encaminhamento da ficha

Após preenchimento (sem rasuras), encaminhar para Gerência de Apoio Diagnóstico, situada no Paço Municipal- Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges- Avenida Cerrado nº 999, Park Lozandes, 1º andar, sala 13. Em caso de dúvidas, ligar para 3524-1528 ou 3524-1537.

Item 07/08



Item 07/08



Classe: DESCARTAVEL

Modelo

**3266NR - MICROTUBO PARA COLETA DE SANGUE
COM EDTA K2 EMBALAGEM COM 50 UNIDADES DE
500UL**



Características

O MICROTUBO PARA COLETA DE SANGUE é utilizado como um apoio à coleta de sangue feita através de punção capilar.

O tubo com EDTA K2 é indicado para acondicionamento da amostra de sangue e inibe sua coagulação, assim permitindo que a amostra seja preservada por um período mais longo sem alteração do seu estado original.

INSTRUÇÕES DE USO

A coleta da amostra de sangue deve ser efetuada de acordo com o protocolo da unidade de saúde. Após a coleta:

1. Abrir a tampa do tubo;
2. Transferir o sangue até a indicação de volume do tubo;
3. Fechar o tubo com a tampa;
4. Agitar o tubo delicadamente de 5 a 8 vezes, por inversão de 180°;
5. Encaminhar a amostra para o local onde será realizada a análise.

Armazenar e conservar o produto em sua embalagem original, em local seco e arejado
Registro(s) MS 10379860110,10379860215

RESPONSÁVEL TÉCNICA:
Dra. Daniela Freitas Amorim
COREN-SP Nº 151479

Item 07
Ingabob Catálogo de Modelos
Maxlab
stem 09 (NE/EPP)

Gerado em 28/09/2021 11:22:29 por: Sintia

Pág.: 1/1

Item 07 - Empresa: Hypermedical
109 (UE / EPP) GC Lab



MINITUBO PARA COLETA DE SANGUE COM ADITIVO

*Imagem meramente ilustrativa



LINHA:

Pré-analítica

MARCA:

Labor Import

FABRICANTE:

Guangzhou Improve Medical

ORIGEM:

China

REGISTRO ANVISA:

10369460061

CLASSE DE RISCO

I

Características Técnicas

- Os tubos são feitos de material transparente e resistente.
- Dimensão: 10 x 45 mm.
- Tampa autovedante, na cor universalmente padronizada.
- Possui tampa com trava de segurança.
- Volume: 0,5 ml.
- Produto não estéril.

* v/ Tampa rosqueável
* s/ bico coletor.

© Contato Tiffany - Hypermedical

Composição

- Tubo fabricado em polipropileno.
- Ativo:
 - Tubo Seco: com ativador de coágulo SiO₂ (óxido de silício) em solução saturada pulverizada no interior do tubo.
 - Tubo Gel: com ativador de coágulo SiO₂ em solução saturada pulverizada no interior do tubo e sílica gel e gel separador composto por gelatina grau farmacêutico.
 - Tubo de Heparina: com heparina sódica.
 - Tubo EDTA: com ácido etilenodiaminotetracético dipotássico (EDTA).
 - Tubo Fluoreto: fluoreto de sódio e EDTA K₂.

Validade

Produto com validade de 18 meses, a partir da data de fabricação.

Indicação de Uso

Ideal para coleta de sangue em pacientes neonatos e geriátricos.

Código	Descrição	Ativo	Cor	Apresentação
3949	TUBO MINI 0.5ML SECO/ATIVADOR	SiO ₂		50 unidades
3950	TUBO MINI 0.5ML COM GEL	SiO ₂ + Gel		50 unidades
3951	TUBO MINI 0.5ML HEP. DE SODIO	Heparina sódica		50 unidades
3952	TUBO MINI 0.5ML EDTA K2	Edta K ₂		50 unidades
3953	TUBO MINI 0.5ML FLUOR DE SODIO	Fluoreto de Sódio + Edta K ₂		50 unidades

CERTIFICADOS DE QUALIDADE



Labor Import © - Todos direitos reservados.

CNPJ: 01.005.728/0001-79 | Inscrição Estadual: 492.315.879.112 | Sede: Rua Padre Damaso, 173 | Osasco - SP | CEP: 06016-010 | Fone/SAC: (11) 3652-2525



Gerência de Apoio Diagnostico Dad <apoiodiagnostico.sms@gmail.com>

Pregão 075/2021

3 mensagens

Item 07 - Empresa Medical Chizzolini
Item 09 (ME/EPP)

Gerência de Apoio Diagnostico Dad <apoiodiagnostico.sms@gmail.com>

29 de setembro de 2021 10:46

Para: Lauren Floriano <adm03.chizzolini@gmail.com>

Prezada Lauren, bom dia. Gostaria de saber informações sobre o item 09 (Pregão Eletrônico 075/2021) : TUBO MICRO EDTA, 0,5 ml. Ocorre que a empresa apresentou propostas para esse item, e gostaria de saber se a marca ofertada (LABORVACCUM), possui tampa rosqueável e bico coletor? Em caso afirmativo, a empresa tem interesse em manter a proposta?

--

Att,
Gerência de Apoio Diagnóstico
Diretoria de Apoio Logístico e Assistencial
Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia
Fone(s): 3524-1537 / 1528

vendas05.chizzolini@gmail.com <vendas05.chizzolini@gmail.com>

29 de setembro de 2021 14:00

Para: apoiodiagnostico.sms@gmail.com

Cc: Lauren Floriano <adm03.chizzolini@gmail.com>, Laercio Suatto <laerciosuatto@globo.com>

Boa tarde

Em resposta ao questionamento estamos anexando a ficha técnica e catalogo onde não cita que são de rosca e não tem também o bico coletor.

Muito obrigado.

Laercio Suatto (11) 9 8261.1300

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Atenciosamente,

Lauren Floriano

Medical Chizzolini Ltda

Contato.: (15) 3031-5700

3 anexos

PE 075-2021 - 23-set-2021 - 926995.xls
41K

Mini Tubos para Coleta de Sangue.pdf
84K

Mini Tubo para coleta - Ficha Técnica.pdf
530K

29/09/2021 15:23

Gmail - Pregão 075/2021

29 de setembro de 2021 14:21

Gerência de Apoio Diagnostico Dad <apoiodiagnostico.sms@gmail.com>
Para: vendas05.chizzolini@gmail.com

Boa tarde,

Recebido.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Cajamar, 23 de Setembro de 2021

Site Compras Net

Prefeitura de Goiânia - Secretaria Municipal de Saúde

login gchizzolini

Pregão Eletrônico: 075-2021 - Realização: 23/09/2021 - 09:00 horas

Senha 791091

UASG 926995

IT	Qtde.	Unid.	DESCRIÇÃO	Marca e Fabricante	Custo Unitário	Custo Total	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	% Utilizado	Valor Mínimo Unit. R\$	Valor Mínimo Total R\$	% Utilizado
1	500	Unidade	Frasco contendo 23 ml de formol tamponado 10% - acondicionando em caixa com 260 unidades - referência 000623 - validade de 12 meses - fabricação nacional - não passível de registro no MS - ONU 2209 - Class 8 GE III	Alkimia/ Alkimia	3,00	1.500,00	7,00	3.500,00	2,33	4,26	2.130,00	1,42
2	100	Unidade	Unidade - Pipeta sorológica, confeccionada em vidro, capacidade 5,0 ml - graduada 1/10, referência P5ML - validade de 12 meses - fabricação China - não passível de registro no MS	Precision/ Precision	3,34	334,00	8,00	800,00	2,40	4,74	474,28	1,42
3	200	Unidade	Pipeta sorológica, confeccionada em vidro, capacidade 10 ml - graduada 1/10, referência P10ML - validade de 12 meses - fabricação nacional - não passível de registro no MS	Precision/ Precision	3,34	668,00	8,00	1.600,00	2,40	4,74	948,56	1,42
5	202500	Unidade	Tubo para coleta de sangue à vácuo, feito em plástico PET transparente, resistente, inquebrável, contendo EDTA-K3, tampa autovedante na cor roxa, universalmente padronizada, capacidade 4,0 ml - dimensões 13 x 75 mm, esterilizado por raio gama - código 50218 - validade de 12 meses - fabricação Coreia do Sul - registro no MS 10369460103	Labor Import AB Medical INC	0,38	76.950,00	0,90	182.250,00	2,37	0,54	109.269,00	1,42
6	67500	Unidade	Tubo para coleta de sangue à vácuo, feito em plástico PET transparente, resistente, inquebrável, contendo EDTA-K3, tampa autovedante na cor roxa, universalmente padronizada, capacidade 4,0 ml - dimensões 13 x 75 mm, esterilizado por raio gama - código 50218 - validade de 12 meses - fabricação Coreia do Sul - registro no MS 10369460103	Labor Import AB Medical INC	0,38	25.650,00	0,90	60.750,00	2,37	0,54	36.423,00	1,42
7	112500	Unidade	Tubo para coleta de sangue à vácuo, feito em plástico PET transparente, resistente, inquebrável, contendo Gel Separador e pulverizado internamente com Ativador de Coágulo, tampa autovedante na cor amarela universalmente padronizada, capacidade 3,5 ml - dimensões 13 x 75 mm, esterilizado por raio gama - código 50214 - validade de 12 meses - fabricação Coreia do Sul - registro no MS 10369460103	Labor Import AB Medical INC	0,58	65.250,00	1,33	149.625,00	2,29	0,82	92.655,00	1,42

IT	Qtde.	Unid.	DESCRIPTIVO	Marca e Fabricante	Custo Unitário	Custo Total	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	% Utilizado	Valor Mínimo Unit. R\$	Valor Mínimo Total R\$	% Utilizado
8	37500	Unidade	Tubo para coleta de sangue à vácuo, feito em plástico PET transparente, resistente, inquebrável, contendo Gel Separador e pulverizado internamente com Ativador de Coágulo, tampa autovedante na cor amarela universalmente padronizada, capacidade 3,5 ml - dimensões 13 x 75 mm, esterilizado por raio gama - código 50214 - validade de 12 meses - fabricação Coreia do Sul- registro no MS 10369460103	Labor Import AB Medical INC	0,58	21.750,00	1,33	49.875,00	2,29	0,82	30.885,00	1,42
9	400	Unidade	Mini tubo para coleta de sangue à vácuo, contendo EDTA, uso em hematologia, coleta em neonatos, crianças e pacientes geriátricos, volume de 0,5 ml - 500 microlitros, confeccionado em plástico - pet, acondicionado em caixa com 50 unidades - validade de 12 meses - fabricação China - registro no MS 10369460061	Labor Vacuo/ Guangdong Improve Medical	0,60	240,00	1,40	560,00	2,33	0,85	340,80	1,42
10	2100	Unidade	Tubo para coleta de sangue à vácuo, feito em plástico PET transparente, resistente, inquebrável, contendo Fluoreto de Sódio e Edta K2, tampa autovedante na cor cinza, universalmente padronizada, com anel de vedação, capacidade 2,0 ml - dimensões 13 x 75 mm, esterilizado por raio gama - - código 50204 - validade de 12 meses - fabricação Índia - registro no MS 10369460102	Labor Import Polymedcuri Lt	0,38	798,00	0,90	1.890,00	2,37	0,54	1.133,16	1,42
11	3000	Unidade	Tubo para coleta de sangue à vácuo, feito em plástico PET transparente, resistente, inquebrável, contendo Gel Separador e pulverizado internamente com Ativador de Coágulo, tampa autovedante na cor amarela universalmente padronizada, capacidade 8,0 ml - dimensões 16 x 100 mm, esterilizado por raio gama - código 50221 - validade de 12 meses - fabricação Coreia do Sul- registro no MS 10369460103	Labor Import AB Medical INC	0,95	2.850,00	2,20	6.600,00	2,32	1,35	4.047,00	1,42
			Total Geral da Proposta			195.990,00		457.450,00	2,33		278.305,80	1,42

Mini Tubos para Coleta de Sangue

Embalagem: Caixa com 50 unidades

Descrição do Produto

- Ideais para coleta de sangue em pacientes neonatos, geriátricos e oncológicos.
- Volume: 0,5 ml, com demarcação de limite.
- Tampa com trava de segurança.
- sem vácuo.
- não estéril.

Marca > LABOR IMPORT

Fabricante> GUANGZHOU IMPROVE MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD

Registro no MS > 10369460061



*Imagem meramente ilustrativa



LINHA:

Pré-analítica

MARCA:

Labor Import

FABRICANTE:

Guangzhou Improve Medical

ORIGEM:

China

REGISTRO ANVISA:

10369460061

CLASSE DE RISCO

I

Características Técnicas

- Os tubos são feitos de material transparente e resistente.
- Dimensão: 10 x 45 mm.
- Tampa autovedante, na cor universalmente padronizada.
- Possui tampa com trava de segurança.
- Volume: 0,5 ml.
- Produto não estéril.

Composição

- Tubo fabricado em polipropileno.
- Ativo:
 - Tubo Seco: com ativador de coágulo SiO₂ (óxido de silício) em solução saturada pulverizada no interior do tubo.
 - Tubo Gel: com ativador de coágulo SiO₂ em solução saturada pulverizada no interior do tubo e sílica gel e gel separador composto por gelatina grau farmacêutico.
 - Tubo de Heparina: com heparina sódica.
 - Tubo EDTA: com ácido etilenodiaminotetracético dipotássico (EDTA).
 - Tubo Fluoreto: fluoreto de sódio e EDTA K₂.

Validade

Produto com validade de 18 meses, a partir da data de fabricação.

Indicação de Uso

Ideal para coleta de sangue em pacientes neonatos e geriátricos.

Código	Descrição	Ativo	Cor	Apresentação
3949	TUBO MINI 0.5ML SECO/ATIVADOR	SiO ₂		50 unidades
3950	TUBO MINI 0.5ML COM GEL	SiO ₂ + Gel		50 unidades
3951	TUBO MINI 0.5ML HEP. DE SODIO	Heparina sódica		50 unidades
3952	TUBO MINI 0.5ML EDTA K ₂	Edta K ₂		50 unidades
3953	TUBO MINI 0.5ML FLUOR DE SODIO	Fluoreto de Sódio + Edta K ₂		50 unidades

CERTIFICADOS DE QUALIDADE



Labor Import © - Todos direitos reservados.

CNPJ: 01.005.728/0001-79 | Inscrição Estadual: 492.315.879.112 | Sede: Rua Padre Damaso, 173 | Osasco - SP | CEP: 06016-010 | Fone/SAC: (11) 3652-2525



Gerência de Apoio Diagnostico Dad <apoiodiagnostico.sms@gmail.com>

Item 07
Item 09. Empresa Hospitech (ME/EPP)**Pregão 075/2021**

2 mensagens

Gerência de Apoio Diagnostico Dad <apoiodiagnostico.sms@gmail.com>
Para: Messias Santos <messias.hospitech@gmail.com>

29 de setembro de 2021 10:48

Sr. Messias

Bom dia.

Gostaria de saber informações sobre o item 09 (Pregão Eletrônico 075/2021) : TUBO MICRO EDTAK2, 0,5 ml. Ocorre que a empresa apresentou propostas para esse item, e gostaria de saber se a marca ofertada (NEOLAB), possui tampa rosqueável e bico coletor? Em caso afirmativo, a empresa tem interesse em manter a proposta?

--

Att,

Gerência de Apoio Diagnóstico
Diretoria de Apoio Logístico e Assistencial
Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia
Fone(s): 3524-1537 / 1528

Messias Santos <messias.hospitech@gmail.com>

29 de setembro de 2021 11:11

Para: Gerência de Apoio Diagnostico Dad <apoiodiagnostico.sms@gmail.com>, Vitória Moreira <licitacao01@hospitech-go.com.br>, "licitacao02@hospitech-go.com.br" <licitacao02@hospitech-go.com.br>

Bom dia ,encaminho para meu departamento comercial que nos lê em cópia para esclarecer as dúvidas

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Qualquer dúvida estou á disposição!

Messias Santos

Diretor

**HOSPITECH**

Telefone: (62) 3092-6862 / (62) 99170-7752

E-mail: _messias.hospitech@gmail.com

FAVOR ACUSAR O RECEBIMENTO DESTA E-MAIL.



Gerência de Apoio Diagnostico Dad <apoiodiagnostico.sms@gmail.com>

Pregão 075/2021

1 mensagem

Vitória Moreira <licitacao01@hosptech-go.com.br>

29 de setembro de 2021 11:24

Para: Apoiodiagnostico Sms <apoiodiagnostico.sms@gmail.com>

Bom dia!

Acabei de confirmar com nosso fabricante nosso tubo não vem com bico coletor.

--

Qualquer dúvida estou à disposição!

Vitória Moreira

Dep. de Licitação

**HOSPTECH**Telefone: (62) 3088-2080 / (62) 98195-2155 

FAVOR ACUSAR O RECEBIMENTO DESTA E-MAIL.



SUPRINDO A SAÚDE DESDE 1977

Sistema de gestão certificado
ABNT NBR ISO9001:2015
Sistema de gestão de qualidade produtos para
saúde - Instituto Polígono Avançado da Qualidade

Sistema de gestão certificado
ABNT NBR ISO13485:2016
Sistema de gestão de qualidade produtos para
saúde - Instituto Polígono Avançado da Qualidade

Cotia, 27 de setembro de 2021

CREDENCIAMENTO

A CRAL ARTIGOS PARA LABORATÓRIO LTDA., CNPJ n.º 48.740.849/0001-28, estabelecida à R. San José, 305 - 06715-862 - Pq. Ind. San José - Cotia - SP, vem declarar para os devidos fins que é co-responsável em atender as quantidades de produtos de nossa fabricação, que a empresa INGALAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, sediada no(a) R VEREADOR ARLINDO PLANAS, 2059 SALA B - GLEBA PATRIMONIO MARINGA - Bairro: GLEBA PATRIMONIO MARINGA - Cep. 87080-330 - MARINGA - PR, inscrita no CNPJ sob o nº 13.415.600/0001-62, está cotando em sua proposta de preço para o certame licitatório em questão e está credenciado a mesma à distribuir os produtos de nossa linha de comercialização e fabricação, das marcas: ABSORVE, BIONAKY, COPERTINA, CRAL, CRALPLAST, DIVERSOS, PEGUEPET, PONTURA, PRECISION, SENSITIVE, SOCOREX, VACUPLAST, em todo território Nacional, bem como se responsabiliza pelos padrões de identidade e qualidade do produto ofertado para o presente certame licitatório. O presente credenciamento tem validade de 12(doze) m

*O presente credenciamento tem validade de 12(doze) meses.
Atenciosamente,*

Maria Eunice Vieira
Coordenadora de Vendas
RG. 12.808.047-4

CRAL ARTIGOS PARA LABORATÓRIO LTDA.

Rua San José, 305 - Parque Industrial San José - Cotia - São Paulo - Brasil - CEP: 06715-862

+55 11 3454 7000 ou +55 11 2712 7000

contato@cralplast.com.br

cralplast.com.br

Item 08

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde (10 UE/EP)

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		
CNPJ	48.740.849/0001-28	Autorização	1.03.798-6
Produto	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO		

Filtrar...

Apresentação/Modelo

TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM REAGENTE HEPARINA - 100 Tubos de 13x75mm para 4ml/5 ml

TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM REAGENTE HEPARINA - 100 Tubos de 13x100mm para 5 ml

TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM REAGENTE HEPARINA - 100 Tubos de 16x100mm para 9 ml

TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO SEM ADITIVO - 100 Tubos de 13x75mm para 2ml/3ml/4ml/5ml

TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO SEM ADITIVO - 100 Tubos de 13x100mm para 5ml/6ml/7ml

TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO SEM ADITIVO - 100 Tubos de 16x100mm para 8ml/9ml/10ml

TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM REAGENTE FLUORETO - 100 Tubos de 13x75mm para 2ml/4ml

TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM ATIVADOR DE COÁGULO - 100 Tubos de 13x100mm para 5ml/6 ml/7ml

TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM ATIVADOR DE COÁGULO - 100 Tubos de 13x75mm para 3ml/4ml/5 ml

TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM REAGENTE EDTA - 100 Tubos de 13x75mm para 2ml/4 ml

« 1 2 »

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	194 Instruções de Uso.pdf	2924796/21-1 - 27/07/2021 - 11:03

Nome Técnico	FRASCO OU MATERIAL PARA COLETA, ARMAZENAMENTO OU TRANSPORTE DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS
--------------	--

Registro	10379860194
Processo	25351.427672/2015-72
Fabricante Legal	FABRICANTE: AYSET TIBBI UNRULER VE PLASTIK TEKSTIL ELEKTRONIK GIDA TEMIZLIK MADDELERI SAN. A.S - TURQUIA
Classificação de Risco	I - Classe I: produtos de baixo risco ao indivíduo e baixo risco à saúde pública
Vencimento do Registro	VIGENTE
Exportar para ExcelExportar para PDFVoltar	

1

Classe: DESCARTAVEL

Gerado em 28/09/2021 11:23:25 por: Sintia

Pág.: 1/2

Modelo

GD020SPNR - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM REAGENTE FLUORETO 13X75MM 2ML RACK/100



RESPONSÁVEL TÉCNICA:
Dra. Daniela Freitas Amorim
COREN-SP N 151479

Características

O tubo para coleta de sangue a vácuo com reagente é utilizado para coletar amostras de sangue e inibir a coagulação, permitindo que a amostra seja preservada por um período mais longo sem alteração do seu estado original.

ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código de cor: Cinza

Tamanho do tubo: 13x75mm

Volume de aspiração: 2ml

Reagente: Fluoreto de Sódio + EDTA

Composição: PET (Polietilentreftalato), Butil e PP, Reagente: Fluoreto de Sódio + EDTA.

Modo de mistura:

Após coletar, imediatamente inverter suavemente o tubo 180° de 5 a 8 vezes.

INSTRUÇÕES DE USO

A coleta da amostra de sangue venoso deve ser efetuada por profissionais qualificados e adequadamente treinados.

Portanto, as instruções que seguem devem ser consideradas como uma memória descritiva endereçada ao profissional já experiente.

Acomodar o paciente no posto de coleta o mais confortável possível.

Instalar o garrote na parte superior do braço.

Desinfetar a pele na zona escolhida para extração do sangue.

Efetuar a punção venosa, com o auxílio de adaptador para coleta.

Coletar o sangue no tubo devidamente identificado e codificado, de acordo com as normas do laboratório / instituição de saúde

Após a coleta agite delicadamente, por inversão, o tubo que contém a amostra (5-8 vezes).

PRECAUÇÕES

Utilizar exclusivamente para análise de laboratório.

Utilizar luva de procedimento.

Não utilizar o produto fora da data de validade.

Não utilizar o produto, caso esteja danificado.

Manter o produto longe de fonte de calor e da luz direta do sol.

ARMAZENAGEM E TRANSPORTE

Armazenar e conservar o produto em sua embalagem original e em local seco e arejado.

Conservar em temperatura +05°C a +30°C
ESTERILIZADO POR RAIOS GAMA

NOTA:

- O armazenamento em altas temperaturas pode danificar o produto (por exemplo: perda do vácuo, evaporação dos aditivos líquidos, coloração, etc).
- As amostras devem ser armazenadas em temperatura recomendada de 0 - 25°C;
- Para congelamento utilizar um tubo de apoio secundário
- Os tubos em PET podem ser congelados até -20°C. É recomendado manter as amostras no refrigerador por 2 horas antes do congelamento. Após o descongelamento, misture a amostra completamente antes das análises. Para obter um plasma de heparina perfeitamente límpido, amostras descongeladas devem ser centrifugadas e aliquotadas. Para um armazenamento a longo prazo é recomendado utilizar frascos criogênicos. É recomendado que os usuários estabeleçam seus próprios protocolos de congelamento.

LIMITAÇÕES DO SISTEMA: O volume de sangue aspirado varia de acordo com a altitude, a temperatura ambiente, a pressão barométrica, a validade do tubo, a pressão venosa e a técnica



SUPRINDO A SAÚDE DESDE 1977

ANVISA SOB N° 1.03798.6

Catálogo de Modelos

Gerado em 28/09/2021 11:23:25 por: Sintia

Pág.: 2/2

de enchimento do tubo. Tubos com um volume de aspiração menor do que as dimensões indicadas (tubos de aspiração parcial), podem encher-se mais lentamente do que os tubos de igual tamanho com um volume maior de aspiração.
Registro(s) MS 10379860194, 10379860213, 10379860212, 10379860038, 10379860248



Gerência de Apoio Diagnostico Dad <apodiagnostico.sms@gmail.com>

A/C Renan - Intimação para entrega de amostra - BEE nº 41559 - PE: 075/2021

3 mensagens

Gerência de Apoio Diagnostico Dad <apodiagnostico.sms@gmail.com>

29 de setembro de 2021 08:44

Para: licitacao@ingalab.com.br

Sr. Renan,

Segue em anexo intimação para entrega de amostras, referente ao BEE nº 41.559, onde sua empresa apresentou melhor proposta para o **item 10**: Tubos para Coleta de Sangue a Vácuo, plástico, 13x75mm, aspiração de 2ml, contendo fluoreto de sódio e **item 11**: Tubos para Coleta de Sangue a Vácuo, plástico, 16x100mm, aspiração de 9,0ml, contendo gel separador e acelerador de coágulo.

As amostras deverão ser entregues nessa Gerência, no endereço constante na intimação.

*Solicitamos a confirmação do recebimento deste para que o mesmo seja anexado aos autos.

Att,
Samara Martins.

--

Att,
Gerência de Apoio Diagnóstico
Diretoria de Apoio Logístico e Assistencial
Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia
Fone(s): 3524-1537 / 1528



Intimação nº 08-2021 TUBOS FLUORETO DE SODIO E GEL.ATIVADOR - EMPRESA INGALAB.pdf
732K

Licitação | Ingalab <licitacao@ingalab.com.br>

29 de setembro de 2021 15:47

Para: Gerência de Apoio Diagnostico Dad <apodiagnostico.sms@gmail.com>

Boa tarde!

E-mail recebido.

Obs.: Por favor, me passe o CNPJ para que possamos fazer o cadastro e o endereço de entrega.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

**Renan Victor**

Licitação
licitacao@ingalab.com.br
(44) 3031-4020

"O conteúdo deste e-mail é confidencial e destinado exclusivamente ao seu destinatário. É estritamente vedado o compartilhamento de qualquer parte deste e-mail com terceiros, sem o consentimento por escrito deste remetente, caso tenha recebido por engano, por favor nos avise do equívoco e prossiga com a exclusão"

Gerência de Apoio Diagnostico Dad <apodiagnostico.sms@gmail.com>

29 de setembro de 2021 16:21

Para: Licitação | Ingalab <licitacao@ingalab.com.br>

Boa tarde,

Encaminhando o endereço e CNPJ:

Gerência de Apoio Diagnóstico - Avenida do Cerrado, n° 999 – Park Lozandes, Sala 13, 1° andar, Palácio das
Campinas, Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal)

CEP: 74.884-900, Goiânia – Goiás Telefone: (62) 3254-1528, das 8:00 às 17:00h.

CNPJ- 37.623.352/0001.03

Atenciosamente,

Zilda Sena

[Texto das mensagens anteriores oculto]



INTIMAÇÃO Nº 08/2021

**INGALAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA
RUA VER. ARLINDO PLANAS, Nº 2059, VILA SANTA ISABEL
CEP: 87.080-485 – MARINGÁ - PR
TELEFONE: (44) 3031-4020**

A Gerência de Apoio Diagnóstico, sediada no Palácio das Campinas, Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal) Avenida do Cerrado, nº 999 – Park Lozandes, Sala 13, 1º andar, CEP: 74.884-900 Goiânia – GO, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, observando o contido no artigo 64 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93 e no Procedimento Administrativo **BEE Nº 41.559/2021**, INTIMA a Empresa **INGALAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA**, CNPJ nº 13.415.600/0001-62 a apresentar, no prazo **de até 5 (cinco) dias úteis**, contados do recebimento desta, a amostra do item abaixo relacionado. A amostra deverá ser entregue no seguinte endereço:

Gerência de Apoio Diagnóstico - Avenida do Cerrado, nº 999 – Park Lozandes, Sala 13, 1º andar, Palácio das Campinas, Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal), CEP: 74.884-900, Goiânia – Goiás
Telefone: (62) 3254-1528, das 8:00 às 17:00h.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QUANTIDADE
10	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO , em plástico transparente, descartável, siliconizado internamente, estéril com tampa plástica cinza protetora, aspiração de 2 mL, contendo fluoreto de sódio . O fechamento do tubo deve garantir segurança durante sua manipulação e transporte, de modo a impedir vazamentos e derrames. Entrega em 3 (três) parcelas iguais, de lotes diferentes, sendo o intervalo entre elas de 120 (cento e vinte dias).	CRAL/ VACUPLAST	100 UNIDADES



11	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO , em plástico transparente, descartável, estéril, tamanho 16 x100 mm com tampa plástica amarela ou vermelha protetora, aspiração de 8,5 ou 9,0 ml , contendo gel separador e acelerador de coágulo , para exames de sorologia e bioquímica. O fechamento do tubo deve garantir segurança durante sua manipulação e transporte, de modo a impedir vazamentos e derrames. Entrega em 2 (duas) parcelas iguais, de lotes diferentes, sendo o intervalo entre elas de 180 (cento e oitenta dias).	CRAL/ VACUPLAST	100 UNIDADES
-----------	--	----------------------------	-------------------------

Goiânia, 29 de setembro de 2021.

Camila Gomes Urzêda
Gerência de Apoio Diagnóstico
Decreto 3.044/2021



**Superintendência de Gestão de Redes de Atenção à Saúde
Diretoria de Apoio Logístico e Assistencial
Gerência de Apoio Diagnóstico**

PARECER TÉCNICO DE PRODUTOS PARA SAÚDE

() Inclusão (X) Avaliação

1. Identificação da Unidade:

Nome: CAIS CAMPINAS

Data: 26 / 10 / 2021

2. Descrição/Especificação do Produto para a Saúde:

TUBO PARA COLETA DE SANGUE À VACUO, em plástico transparente, descartável, siliconizado internamente, estéril, com tampa plástica cinza protetora, aspiração de 2 ml, contendo fluoreto de sódio. O fechamento do tubo deve garantir segurança durante sua manipulação e transporte, de modo a impedir vazamentos e derrames.

3. Critérios estabelecidos no campo descrição/Especificação

(X) Conforme () Não Conforme

4. Verificação da embalagem:

Nome e endereço do fabricante: CML BIOTECH (P)LTD – KERAIA-INDIA

Distribuído por: CRAL ARTIGOS PARA LABORATÓRIO LTDA – Rua San José,305, Parque Industrial San José -06715-862- São Paulo –

Nome Comercial: VACUPLAST	Marca: VACUPLAST
Número do Lote: 21VSP0201	Quantidade recebida: 100 Tubos
Data de Fabricação: 04/2021	Validade: 24 meses



Possui inscrição: "Produto de uso único":

(X) Conforme () Não Conforme () Não aplicável

Possui informação: "Modo de esterilização"

() Conforme () Não Conforme (X) Não aplicável

Possui instruções de uso/bula:

(X) Conforme () Não Conforme () Não aplicável

Nº Registro na ANVISA (quando aplicável): MS:10379860213

Produto acondicionado em embalagem fechada, de forma a prevenir contaminação, quebra, efeitos de choque e vibrações, que possam ocorrer nas condições normais de uso e guarda, em uma temperatura ambiente, longe de fonte de calor e da luz direta do sol.

(X) Conforme () Não Conforme () Não aplicável

Comentários: _____

5. Critérios para validação especificados em bula/manual

(X) Conforme () Não Conforme () Não aplicável

6. Parecer Técnico – CONCLUSÃO FINAL:

(X) Aprovado – Justificativa: Tubo de acordo com as
especificações do fabricante



() Reprovado – Justificativa:

Simone Pinheiro de P. Mendes
Biomedica

Responsável pela GBSM-GO (nome, carimbo)

Data: 26/10/2021

7. Parecer Final da Gerência de Apoio Diagnóstico:

Parecer Técnico aprovado, após conclusão da avaliação e análise técnica emitida pela unidade de saúde.

Responsável

M^{te} Tânia de O. Barbosa
Farmacêutica-Bioquímica
CRF-GO 1752

Data: 27/10/2021

8. Orientações Gerais quanto ao encaminhamento da ficha

Após preenchimento (sem rasuras), encaminhar para Gerência de Apoio Diagnóstico, situada no Paço Municipal- Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges- Avenida Cerrado nº 999, Park Lozandes, 1º andar, sala 13. Em caso de dúvidas, ligar para 3524-1528 ou 3524-1537.

TUBO VACUO PLASTICO
FLUORETO 2 ML, CI 100



TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM REAGENTE FLUORETO

Capitulos: 102 capítulos
Temperatura: Fluctua de 15°C a 25°C
Umidade: 70% a 80%

[illegible]

1. acromioclavicular e distal, no ponto de contato e não confundir com o outro;
2. trapezio e ponto de contato superior do braço;
3. trapezio e ponto de contato superior do braço;
4. trapezio e ponto de contato superior do braço;
5. trapezio e ponto de contato superior do braço;
6. trapezio e ponto de contato superior do braço;
7. trapezio e ponto de contato superior do braço;
8. trapezio e ponto de contato superior do braço;
9. trapezio e ponto de contato superior do braço;
10. trapezio e ponto de contato superior do braço;

PROF. AUGUSTO, CORDOBA, E ROBERTO ESCOBAR, CHILE. (verbo conativo)

© 2008 Pearson Education, Inc. All rights reserved. This publication is protected by copyright. Any unauthorized reproduction or distribution, in whole or in part, without written permission from Pearson Education, Inc., is prohibited.

[illegible]

Responsible Entity: The Service Centre
 Manufacturer: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
 Model Number: SM-N950F


PRODUTO PARA DIAGNÓSTICO DE KIT DO LDO (LDO) - DOCA ATENÇÃO: NÃO É PARA USO

000000

... ..



Item 0810 - MELEPP)



Item 11- Empresa: GC LAB. DIAGNÓSTICOS LTDA
(ME/EPP)

Item 09



Torniquete elástico

Características

- Trava de plástico em ABS
- Fabricada em elástico resistente
- Tamanho: 40 x 2,5 cm
- Reutilizável



Modelo	Descrição	Apresentação
FL5-100	Torniquete elástico	Unidade

Imagens meramente ilustrativas. Produto com registro na ANVISA sob n° 81628889003.



Tubos para coleta de sangue a vácuo

Utilizados na coleta, transporte e processamento de amostras de sangue para análise em soro, plasma e sangue total.

Características

- Tampas fabricadas em Polietileno (PE), codificadas por cor
- Fabricados em plástico PET transparente
- Estéreis por radiação gama



Cor	Modelo	Descrição	Tamanho	Volume	Apresentação
●	FL5-204S	Ativador de coágulo	13 x 75 mm	4 mL	100 unidades/rack
●	FL5-206M	Ativador de coágulo	13 x 100 mm	6 mL	100 unidades/rack
●	FL5-209L ¹	Ativador de coágulo	16 x 100 mm	9 mL	100 unidades/rack
●	FL5-210L	Ativador de coágulo	16 x 100 mm	10 mL	100 unidades/rack
●	FL5-335S	Ativador de coágulo + gel	13 x 75 mm	3,5 mL	100 unidades/rack
●	FL5-305M	Ativador de coágulo + gel	13 x 100 mm	5 mL	100 unidades/rack
●	FL5-308L	Ativador de coágulo + gel	16 x 100 mm	8 mL	100 unidades/rack
●	FL5-3T5M ¹	Trombina+gel	13 x 100 mm	5 mL	100 unidades/rack
●	FL5-901S ¹	Citrato de sódio 3,2% - parede dupla	13 x 75 mm	1 mL	100 unidades/rack
●	FL5-918S ¹	Citrato de sódio 3,2% - parede dupla	13 x 75 mm	1,8 mL	100 unidades/rack
●	FL5-927S ¹	Citrato de sódio 3,2% - parede dupla	13 x 75 mm	2,7 mL	100 unidades/rack
●	FL5-936S ¹	Citrato de Sódio 3,2% - parede simples	13 x 75 mm	3,6 mL	100 unidades/rack
●	FL5-1101S ¹	EDTA K2	13 x 75 mm	1 mL	100 unidades/rack

Imagens meramente ilustrativas. Produto com registro na ANVISA sob n° 81628880015.
¹Produto sob demanda.



Item 11 - Empresa: Hypermedical (ME/EPF)

Gerência de Apoio Diagnostico Dad <apoiodiagnostico.sms@gmail.com>

Item 09

catalogo do tubo referente ao item 11

2 mensagens

Vagner Batista de Paula <licitacao@hypermedical.com.br>
Para: apoiodiagnostico.sms@gmail.com

27 de setembro de 2021 08:57

Bom dia

Segue catálogo conforme solicitado.

ATENÇÃO: O valor que cotamos refere-se ao tubo de VIDRO,

----- Mensagem original -----

Assunto: DIEGO

Data: 2021-09-27 08:54

De: Diego Ricardo <diego.ricardo@bunzlsaude.com.br>

Para: Vagner Batista de Paula <licitacao@hypermedical.com.br>

SEGUE DE VIDRO

Diego Ricardo

Comercial

(11) 3652-2525

diego.ricardo@bunzlsaude.com.br

[1]

Links:

[1] <https://bunzlsaude.com.br/> **tubo-gel.pdf**
481K

Gerência de Apoio Diagnostico Dad <apoiodiagnostico.sms@gmail.com>
Para: Vagner Batista de Paula <licitacao@hypermedical.com.br>

27 de setembro de 2021 09:18

Bom dia. Não nos atende, pois nossa especificação é tubo plástico, aspiração de 8,5 ou 9,0 ml.

Atenciosamente,

Maria Tânia

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Att,

Gerência de Apoio Diagnóstico

Diretoria de Apoio Logístico e Assistencial

Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia

Fone(s): 3524-1537 / 1528

*Imagem meramente ilustrativa



LINHA:
Diagnóstica
MARCA:
Labor Care
FABRICANTE:
Shandong Aosaite
ORIGEM:
China
REGISTRO ANVISA:
10369460228
CLASSE DE RISCO
I

Características Técnicas

- Tubo para coleta de sangue à vácuo.
- Sua tampa hermética oferece total segurança para o usuário no momento da coleta, não havendo possibilidade de contato com a amostra biológica.
- Tampa autovedante, na cor amarela universalmente padronizada.
- Os tubos são fabricados seguindo a legislação mundialmente aprovada ISO 6710.3.
- Produto de uso único e não estéril.

Composição

- Tubo: vidro
- Tampa: de borracha na coloração amarela
- Coagulante: partículas de silicone e sílica micronizada + Gel

Validade

Produto com validade de 36 meses, a partir da data de fabricação.

Indicação de Uso

Os tubos LABOR CARE são usados para coletar, transportar e processar sangue para testes de soro, plasma ou sangue total no laboratório clínico.

Código	Descrição	Apresentação
11086	TUBO COLETA A VACUO VDR GEL 3.5 ML	100 UNIDADES
11087	TUBO COLETA A VACUO VDR GEL 5.0 ML	100 UNIDADES
11088	TUBO COLETA A VACUO VDR GEL 8.0 ML	100 UNIDADES

CERTIFICADOS DE QUALIDADE



Labor Import © - Todos direitos reservados.

CNPJ: 01.005.728/0001-79 | Inscrição Estadual: 492.315.879.112 | Sede: Rua Padre Damaso, 173 | Osasco - SP | CEP: 06016-010 | Fone/SAC: (11) 3652-2525

Empresa: Ingala

Item JJ
Item 09
UC/EPF

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		
CNPJ	48.740.849/0001-28	Autorização	1.03.798-6
Produto	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO		

Filtrar...

Apresentação/Modelo

TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM REAGENTE EDTA - 100 Tubos de 13x100mm para 4ml/5 ml

TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM REAGENTE CITRATO DE SÓDIO - 100 Tubos de 13x75mm para 1,8ml/ 2ml/ 3,6ml/ 4ml

TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM GEL E ATIVADOR DE COÁGULO - 100 Tubos de 13x75mm para 4ml /5 ml

TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM GEL E ATIVADOR DE COÁGULO - 100 Tubos de 13x100mm para 5ml /6 ml

TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM GEL E ATIVADOR DE COÁGULO - 100 Tubos de 16x100mm para 8ml /8,5 ml /9ml

TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM ATIVADOR DE COÁGULO - 100 Tubos de 16x100mm para 9 ml/10ml

« 1 2 »

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	194 Instruções de Uso.pdf	2924796/21-1 - 27/07/2021 - 11:03

Nome Técnico	FRASCO OU MATERIAL PARA COLETA, ARMAZENAMENTO OU TRANSPORTE DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS
Registro	10379860194
Processo	25351.427672/2015-72
Fabricante Legal	FABRICANTE: AYSET TIBBI UNRULER VE PLASTIK TEKSTIL ELEKTRONIK GIDA TEMIZLIK MADDELERI SAN. A.S - TURQUIA
Classificação de Risco	I - Classe I: produtos de baixo risco ao indivíduo e baixo risco à saúde pública
Vencimento do Registro	VIGENTE

Exportar para Excel

Exportar para PDF

Voltar

Item 11 Catálogo de Modelos


Classe: DESCARTAVEL

Gerado em 28/09/2021 11:22:54 por: Sintia

Pág.: 1/2

Modelo

GD090SGCNR - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM GEL E ATIVADOR DE COÁGULO 16X100MM 9ML RACK/100



RESPONSÁVEL TÉCNICA:
Dra. Daniela Freitas Amorim
COREN-SP Nº 151479

Características

Os Tubos de Ativador e Gel são utilizados para coletar sangue para bioquímica e imunologia químicas. Eles podem melhorar a superfície do soro e impedir a troca de substâncias entre a célula sanguínea e o soro e garantem que permaneçam inalterados por até 48 horas a estabilidade da amostra.

ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código de cor: Amarelo.
Tamanho do tubo: 16x100mm
Volume de aspiração: 9ml

Composição: PET (Polietilentereftalato), Butil e PP, Ativador: Sílica / Gel: Polímero acrílico.

Modo de mistura: Após coletar, imediatamente inverter suavemente o tubo 180° de 5 a 8 vezes.

Tempo de coagulação completa: 10 a 30 minutos.

INSTRUÇÕES DE USO:

A coleta da amostra de sangue venoso deve ser efetuada por profissionais qualificados e adequadamente treinados. Portanto, as instruções que seguem devem ser consideradas como uma memória descritiva endereçada ao profissional já experiente.

- "Acomodar o paciente no posto de coleta o mais confortável possível;
- "Instalar o garrote na parte superior do braço;
- "Desinfetar a pele na zona escolhida para extração do sangue.
- "Efetuar a punção venosa, com o auxílio de adaptador para coleta;
- "Coletar o sangue no tubo devidamente identificado e codificado, de acordo com as normas do laboratório;
- "Após a coleta agite delicadamente, por inversão o tubo que contém a amostra (5-8 vezes);
- "Aplique uma compressa esterilizada, no ponto da extração de sangue e exercite com o braço esticado uma leve pressão por alguns segundos.

PRECAUÇÕES

- "Utilizar exclusivamente para análise de laboratório;
- "Utilizar luva de procedimento;
- "Não utilizar o produto fora da data de validade;
- "Não utilizar o produto, caso esteja danificado;
- "Não utilizar o produto, caso esteja molhado;
- "Manter o produto longe de fonte de calor e da luz direta do sol;
- "Produto de uso único. Destruir após o uso;
- "Divisão de Diagnóstico in vitro.

ARMAZENAGEM E TRANSPORTE

Transportar o produto em sua embalagem original.
Armazenar e conservar o produto em sua embalagem original e em local seco e arejado.

Conservar em temperatura +05°C a +30°C
ESTERILIZADO POR RAIOS GAMA

- O armazenamento em altas temperaturas pode danificar o produto (por exemplo: perda do vácuo, evaporação dos aditivos líquidos, coloração, etc).
- Os tubos devem aguardar a coagulação por pelo menos 30 min. em temperatura ambiente em uma posição vertical.
- Os Tubos para Sorologia com Ativador de Coágulo com ou sem gel separador não devem ser centrifugados nos primeiros 30 minutos após a coleta de sangue para minimizar a formação de fibrina no soro. Isto poderia levar a contaminação do analisador e a resultados errôneos
- Sangue de pacientes sob tratamento com anticoagulantes ou pacientes com distúrbios de coagulação podem precisar de mais de 30 minutos para coagular. Os tubos para sorologia devem estar totalmente coagulados antes da centrifugação.
- As amostras devem ser armazenadas em temperatura recomendada de 0 - 25°C;
- Para congelamento utilizar um tubo de apoio secundário
- Os tubos em PET podem ser congelados até -20°C. É recomendado manter as amostras no refrigerador por 2 horas antes do congelamento. Após o descongelamento, misture a amostra completamente antes das análises. Para obter um plasma de heparina perfeitamente límpido, amostras descongeladas devem ser centrifugadas e aliqüotadas. Para um armazenamento a longo prazo é recomendado utilizar frascos criogênicos. É recomendado que os usuários estabeleçam seus próprios protocolos de congelamento.
- O tipo de centrífuga pode influenciar o desempenho da barreira de gel. Para uma melhor barreira de gel sólido, use uma centrífuga de rotor basculante

LIMITAÇÕES DO SISTEMA: O volume de sangue aspirado varia de acordo com a altitude, a temperatura ambiente, a pressão barométrica, a validade do tubo, a pressão venosa e a técnica de enchimento do tubo. Tubos com um volume de aspiração menor do que as dimensões



SUPRINDO A SAÚDE DESDE 1977

ANVISA SOB N° 1.03798.6

Catálogo de Modelos

Gerado em 28/09/2021 11:22:55 por: Sintia

Pág.: 2/2

indicadas (tubos de aspiração parcial), podem encher-se mais lentamente do que os tubos de igual tamanho com um volume maior de aspiração.

Registro(s) MS 10379860194, 10379860213, 10379860212, 10379860102, 10379860248



**Superintendência de Gestão de Redes de Atenção à Saúde
Diretoria de Apoio Logístico e Assistencial
Gerência de Apoio Diagnóstico**

PARECER TÉCNICO DE PRODUTOS PARA SAÚDE

() Inclusão (X) Avaliação

1. Identificação da Unidade:

Nome: CAIS CAMPINAS

Data: 26/10/2021

2. Descrição/Especificação do Produto para a Saúde:

TUBO PARA COLETA DE SANGUE À VACUO, em plástico transparente, descartável, estéril, tamanho de 16 x 100 mm, com tampa plástica amarela ou vermelha protetora, aspiração de 8,5 ou 9,0 ml contendo gel separador e acelerador de coágulo, para exames de sorologia e bioquímica. O fechamento do tubo deve garantir segurança durante sua manipulação e transporte, de modo a impedir vazamentos e derrames.

3. Critérios estabelecidos no campo descrição/Especificação

(X) Conforme () Não Conforme

4. Verificação da embalagem:

Nome e endereço do fabricante: Ayset Tibbi Urunler Ve Plastik Tekstil Elektronik Gida Temizlik Maddeleri San. A.S Adana - Turquia.

Distribuído por: CRAL ARTIGOS PARA LABORATÓRIO LTDA – Rua San José, 305, Parque Industrial San José -06715-862- São Paulo –

Nome Comercial: VACUPLAST	Marca: VACUPLAST
Número do Lote: C10262	Quantidade recebida: 100 Tubos
Data de Fabricação: 05/2021	Validade: 18 meses (11-2022)



Possui inscrição: "Produto de uso único":

☒ Conforme ☐ Não Conforme ☐ Não aplicável

Possui informação: "Modo de esterilização"

☐ Conforme ☐ Não Conforme ☒ Não aplicável

Possui instruções de uso/bula:

☒ Conforme ☐ Não Conforme ☐ Não aplicável

Nº Registro na ANVISA (quando aplicável): MS: 10379860194

Produto acondicionado em embalagem fechada, de forma a prevenir contaminação, quebra, efeitos de choque e vibrações, que possam ocorrer nas condições normais de uso e guarda, em uma temperatura ambiente, longe de fonte de calor e da luz direta do sol.

☒ Conforme ☐ Não Conforme ☐ Não aplicável

Comentários:

5. Critérios para validação especificados em bula/manual

☒ Conforme ☐ Não Conforme ☐ Não aplicável

6. Parecer Técnico – CONCLUSÃO FINAL:

☐ Aprovado – Justificativa:



☒ Reprovado – Justificativa: Tubo apresenta falha, após
abrir e fechar, não fecha adequadamente
ficando frouxa podendo cair após
a utilização

Simone Pinheiro de P. Mendes
Biomédica
CRM-GO 795

Responsável pela Avaliação (Nome, carimbo)

Data: 26/10/21

7. Parecer Final da Gerência de Apoio Diagnóstico:

Parecer Técnico: Reprovado, após conclusão
da avaliação e análise técnica emitida
pela unidade de saúde.

Responsável


Dr. Barbosa
M^{te} Tânia de O. Barbosa
Farmacêutica-Bioquímica
CRF-GO 1752

Data: 27/10/2021

8. Orientações Gerais quanto ao encaminhamento da ficha

Após preenchimento (sem rasuras), encaminhar para Gerência de Apoio Diagnóstico, situada no Paço Municipal- Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges- Avenida Cerrado nº 999, Park Lozandes, 1º andar, sala 13. Em caso de dúvidas, ligar para 3524-1528 ou 3524-1537.

Item 09



- PROCESSO BEE Nº 41559/2021

INTERESSADO: Gerência de Apoio Diagnóstico

ASSUNTO: Aquisição de Insumos Laboratoriais

DESPACHO Nº 256/ 2021 – Em resposta ao despacho nº 717/2021 – após análise, segue parecer técnico das propostas apresentadas:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	PARECER TÉCNICO
01	FRASCO PARA BIÓPSIA , em plástico, atóxico, resistente, com tampa rosqueável, com capacidade para 20 ml e contendo 10 ml de solução de formalina tamponada a 10%. Uso: coleta, armazenamento e transporte de material de biópsia. Entrega em 2 (duas) parcelas iguais, de lotes diferentes, sendo o intervalo entre elas de 180 (cento e oitenta dias).	– O produto proposto pela empresa MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS, marca HISTOPOT, não atende ao solicitado. Justificativa: O produto, conforme proposta apresentada, possui capacidade para 40 ml, em desacordo com o solicitado. – O produto proposto pela empresa MEDICAL CHIZZOLINI, marca ALLKIMIA, não atende ao solicitado. Justificativa: a empresa solicita declínio para o item, por não ter condições de enviar amostra.
02	PIPETA VIDRO SOROLÓGICA GRADUADA , esgotamento total, volume 5,0 mL, divisão 1/10.	– O produto proposto pela empresa GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA, marca PRECISION, atende ao solicitado. No entanto, a empresa solicitou a desclassificação de toda a proposta, por não ser viável a entrega para outro estado de apenas 1 (hum) item. – O produto proposto pela empresa MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS, marca PRECISION atende ao solicitado.

Superintendência de Gestão de Redes de Atenção à Saúde

Diretoria de Apoio Logístico e Assistencial

Gerência de Apoio Diagnóstico

Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal)

Av. do Cerrado nº 999 - Bloco D - Park Lozandes - Goiânia - GO CEP 74.884-900

Fone: +55 +55 62 3524-1537 e-mail: apoiodiagnostico.sms@gmail.com

site:www.saude.goiania.gov.br





03	PIPETA VIDRO SOROLÓGICA GRADUADA , esgotamento total, volume de 10 mL, divisão 1/10.	– O produto proposto pela empresa GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA, marca PRECISION, não atende ao solicitado. Justificativa: a empresa não apresentou catálogo para apreciação técnica e solicitou a desclassificação de toda a proposta, por não ser viável a entrega para outro estado de apenas 1 (hum) item. – O produto proposto pela empresa MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS, marca PRECISION atende ao solicitado.
04	PROVETA , em polipropileno, graduada em silk- screen, capacidade de 1.000 ml, com base hexagonal em polipropileno, orla e bico.	– O produto proposto pela empresa GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA, marca GLOBAL, não atende ao solicitado. Justificativa: o produto proposto pela empresa é de vidro, em desacordo com o solicitado. – O produto proposto pela empresa MAXLAB PROD. PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA, marca NALGON, atende ao solicitado.
05	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO , em plástico transparente, descartável, estéril, tamanho 13 x 75 mm com tampa plástica roxa protetora, aspiração de 3 ou 4 ml , contendo K3EDTA para hematologia. O fechamento do tubo deve garantir segurança durante sua manipulação e transporte, de modo a impedir vazamentos e derrames. Entrega em 3 (três) parcelas iguais, de lotes diferentes, sendo o intervalo entre elas	– O produto proposto pela empresa DISTRIBUIDORA FAIANA LTDA, marca PUREVAC, atende ao solicitado.



	de 120 (cento e vinte dias). AMPLA PARTICIPAÇÃO	
06	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO , em plástico transparente, descartável, estéril, tamanho 13 x 75 mm com tampa plástica roxa protetora, aspiração de 3 ou 4 ml , contendo K3EDTA para hematologia. O fechamento do tubo deve garantir segurança durante sua manipulação e transporte, de modo a impedir vazamentos e derrames. Entrega em 3 (três) parcelas iguais, de lotes diferentes, sendo o intervalo entre elas de 120 (cento e vinte dias). COTA RESERVADA ME/EPP	– O produto proposto pela empresa DISTRIBUIDORA FAIANA LTDA , marca PUREVAC , atende ao solicitado.
07	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO , em plástico transparente, descartável, estéril, tamanho 13 x 75 mm com tampa plástica amarela ou vermelha protetora, aspiração de 3,5 ou 4 ml , contendo gel separador e acelerador de coágulo , para exames de sorologia e bioquímica. O fechamento do tubo deve garantir segurança durante sua manipulação e transporte, de modo a impedir vazamentos e derrames. Entrega em 3 (três) parcelas iguais, de lotes diferentes, sendo o intervalo entre elas de 120 (cento e vinte dias). AMPLA PARTICIPAÇÃO	– O produto proposto pela empresa DISTRIBUIDORA FAIANA LTDA , marca PUREVAC , atende ao solicitado.
08	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO , em plástico transparente, descartável, estéril, tamanho 13 x 75 mm com tampa plástica amarela ou vermelha protetora, aspiração de 3,5 ou 4 ml , contendo gel separador e acelerador de coágulo , para exames de sorologia e bioquímica. O fechamento do tubo deve garantir segurança durante sua manipulação e transporte, de modo a impedir vazamentos e derrames. Entrega em 3 (três) parcelas iguais, de lotes diferentes,	– O produto proposto pela empresa DISTRIBUIDORA FAIANA LTDA , marca PUREVAC , atende ao solicitado.

Superintendência de Gestão de Redes de Atenção à Saúde

Diretoria de Apoio Logístico e Assistencial

Gerência de Apoio Diagnóstico

Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal)

Av. do Cerrado nº 999 - Bloco D - Park Lozandes - Goiânia - GO CEP 74.884-900

Fone: +55 +55 62 3524-1537 e-mail: apoiodiagnostico.sms@gmail.com

site:www.saude.goiania.go.gov.br



	sendo o intervalo entre elas de 120 (cento e vinte dias). COTA RESERVADA ME/EPP	
09	TUBO MICRO EDTA K2 , 0,5 ml com demarcação de limite, em plástico, para micro coleta de sangue, uso pediátrico. Vir acoplado com bico coletor e tampa protetora rosqueável. O fechamento do tubo deve garantir segurança durante sua manipulação e transporte, de modo a impedir vazamentos e derrames. PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP	– O produto proposto pela empresa INGALAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA, marca CRAL/VACUPLAST, não atende ao solicitado. Justificativa: o produto proposto pela empresa não tem o bico coletor acoplado e tampa rosqueável, em desacordo com o solicitado. – O produto proposto pela empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, marca LABOR IMPORT não atende ao solicitado. Justificativa o produto proposto pela empresa não tem o bico coletor acoplado e tampa rosqueável, em desacordo com o solicitado. – O produto proposto pela empresa HYPERMEDICAL, marca LABOR IMPORT, não atende ao solicitado Justificativa o produto proposto pela empresa não tem o bico coletor acoplado e tampa rosqueável, em desacordo com o solicitado. – O produto proposto pela empresa MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS, marca VACUPLAST não atende ao solicitado. Justificativa: o produto proposto pela empresa não tem o bico coletor acoplado e tampa rosqueável, em desacordo com o solicitado. – O produto proposto pela empresa MEDICAL CHIZZOLINI, marca

Superintendência de Gestão de Redes de Atenção à Saúde

Diretoria de Apoio Logístico e Assistencial

Gerência de Apoio Diagnóstico

Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal)

Av. do Cerrado nº 999 - Bloco D - Park Lozandes - Goiânia - GO CEP 74.884-900

Fone: +55 +55 62 3524-1537 e-mail: apoiodiagnostico.sms@gmail.com

site:www.saude.goiania.go.gov.br

128



		LABOR IMPORT, não atende ao solicitado. Justificativa: o produto proposto pela empresa não tem o bico coletor acoplado e tampa rosqueável, em desacordo com o solicitado. – O produto proposto pela empresa HOSPITECH, marca NEOLAB não atende ao solicitado Justificativa: o produto proposto pela empresa não tem o bico coletor acoplado e tampa rosqueável, em desacordo com o solicitado.
10	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, em plástico transparente, descartável, siliconizado internamente, estéril com tampa plástica cinza protetora, aspiração de 2 mL, contendo fluoreto de sódio. O fechamento do tubo deve garantir segurança durante sua manipulação e transporte, de modo a impedir vazamentos e derrames. Entrega em 3 (três) parcelas iguais, de lotes diferentes, sendo o intervalo entre elas de 120 (cento e vinte dias). PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP	– O produto proposto pela empresa INGALAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA, marca CRAL/VACUPLAST, atende ao solicitado.
11	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, em plástico transparente, descartável, estéril, tamanho 16 x100 mm com tampa plástica amarela ou vermelha protetora, aspiração de 8,5 ou 9,0 ml, contendo gel separador e acelerador de coágulo, para exames de sorologia e bioquímica. O fechamento do tubo deve garantir segurança durante sua manipulação e transporte, de modo a impedir vazamentos e derrames. Entrega em 2 (duas) parcelas iguais, de lotes diferentes, sendo o intervalo entre elas de 180 (cento e oitenta dias). PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP	– O produto proposto pela empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, marca FIRSTLAB, não atende ao solicitado. Justificativa: O produto, conforme proposta apresentada, possui aspiração para 8,0 ml, em desacordo com o solicitado. – O produto proposto pela empresa HYPERMEDICAL, marca LABOR IMPORT, não atende ao solicitado. Justificativa: O produto, conforme proposta e catálogo enviado, refere-se a tubo de vidro e aspiração para 8,0 ml, em

Superintendência de Gestão de Redes de Atenção à Saúde

Diretoria de Apoio Logístico e Assistencial

Gerência de Apoio Diagnóstico

Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal)

Av. do Cerrado nº 999 - Bloco D - Park Lozandes - Goiânia - GO CEP 74.884-900

Fone: +55 +55 62 3524-1537 e-mail: apoiodiagnostico.sms@gmail.com


site:www.saude.goiania.go.gov.br

		desacordo com o solicitado. – O produto proposto pela empresa INGALAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA, marca CRAL/VACUPLAST, não atende ao solicitado. Justificativa: o produto não apresentou bom fechamento, após abertura do mesmo para sua utilização em equipamento de dosagens bioquímicas, resultando em vazamentos e perda de amostras.
--	--	---

Esclarecemos que o nosso parecer se restringe aos aspectos e critérios técnicos inseridos no Termo de Referência, em conformidade com os catálogos e análises técnicas dos produtos.

Retornem-se os autos à Comissão Especial de Licitação para atos subsequentes.

Gerência de Apoio Diagnóstico, 28 de outubro de 2021.



Camila Gomes Urzêda
Gerência de Apoio Diagnóstico
Decreto 3.044/2021